



poliSPEC NIR

přenosný kompaktní
NIR spektrofotometr pro analýzu krmiv

Společnost Softmatic uvádí na český a slovenský trh inovativní kompaktní přenosný spektrofotometr pro okamžitou analýzu krmiv a/nebo krmných surovin. V ceně dodávaného kompletu je i tablet s programem poliDATA pro analýzu a vyhodnocení vzorků, včetně 3 předinstalovaných základních kalibračních křivek.

Sada je dodávána v přenosném kufříku se specifikací odolnosti podle normy IP67 (odolnost vůči vodě a prachu). Obsahuje 10" tablet včetně nakonfigurovaného programu poliDATA s potřebnými doplňky.

Hmotnost vlastního přístroje je pouze 1,5 kg při rozměrech 18 x 15 x 8 cm. Napájení je zajištěno pomocí vestavěné 12 V baterie nebo sítovým napájecím zdrojem.

Přístroj komunikuje s ostatními zařízeními pomocí standardizovaných rozhraní Wi-Fi nebo USB. To umožňuje přímo na místě výskytu kontrolovat kvalitu krmiv bez předchozí potřeby debírat a následně připravovat vzorky. Zvyšuje se tak rychlosť a efektivita požadovaných analýz ve srovnání s tradičními postupy.

Celý analytický proces pak probíhá ve třech jednoduchých krocích: definice podniku a šárže, volba požadované kalibrační křivky a samotná analýza vzorku.

003131

ZMĚŇTE KVALITU! ZVOLTE FLORTEX 55!

FLORTEX 55

160 g/m²



FLORTEX 55/160

INOVATIVNÍ SYSTÉM
PRO KRYTÍ BALÍKŮ
SE SLÁMOU / SENEM

- hydrofobní a vysoce prodyšný
- už žádné plísně
- bez plachтовého efektu
- použitelný opakovaně po řadu let

FLORTEX 55

350/500 g/m²



FLORTEX 55/ 350 500

INOVATIVNÍ SYSTÉM
PRO KRYTÍ SILÁŽI

- hydrofobní a netoxickej
- bez potřeby zatěžovat povrch
- pochúzny a protiskluzový
- použitelný opakovaně po řadu let



Kromě vlastních analýz umožňuje systém pracovat také s uloženými spektry a vytvářet nebo rozšiřovat kalibrační křivky. Zařízení lze použít i pro řízení výrobních procesů v reálném čase, například na míchacích vozech pro kontrolu homogenity a vysoké kvality krmných dávek.

Dalším možným využitím je kontrola kvality zrn obilovin nebo olejnátných plodin přímo na poli nebo při uskladňování. Také při výrobě bioplynu může poliSPEC-NIR ve spolupráci s dodávaným softwarem poliDATA kontrolovat efektivně jednotlivé komponenty receptury a v reálném čase odhadovat potenciální produkcii metanu.



Systém
poliSPEC™ jsme opakovaně
představili návštěvníkům
Národní výstavy
hospodářských zvířat v Brně
ve stánku společnosti
Softmatic.
www.softmatic.cz
e-mail: info@softmatic.cz
tel.: +420 724 666 001



FLORTEX 55/160 a FLORTEX 55/ 350
500
Distribuce v České republice a na Slovensku
ARCO feed, spol. s r.o., info@arco-feed.cz
www.arco-feed.cz tel.: +420 724 666 001

